

Jusan Kalaf Guzmán

De: Jonathan Perez
Enviado el: miércoles, noviembre 10, 2021 6:43 PM
Para: Jusan Kalaf Guzmán; Daniel Czarlinski Pluyer
CC: Jesús Alexander Ramírez Salazar; Amin Van Troing Feliz Rosario; Franklin Robert White
Asunto: RE: Descripción técnica para adquisición de las películas para impresión de los mamógrafos de las unidades móviles

Me faltó el tamaño de las películas utilizadas, para ambos modelos están utilizando la película 8 x 10" y 10 x 12"

Jonathan Pérez

Unidad de Electromedicina,
Departamento de Mantenimiento,
Infraestructura y Equipos, SNS



Jonathan A. Pérez

+1 809.221.3637
+1 829.410.8710
jperez@sns.gob.do

Av. Leopoldo Navarro esq. César Nicolás Penson
Gascue, Santo Domingo, R.D.

www.sns.gob.do



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. AVISO IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE CORREO ELECTRÓNICO ES CONFIDENCIAL, SIENDO PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DESTINATARIO ARRIBA MENCIONADO. LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDOS DESDE EMPLEADOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD PUEDEN CONTENER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PROTEGIDA POR LA LEY. LE ROGAMOS QUE NO LEA, COPIE, REENVÍE O GUARDE ESTE MENSAJE SI NO ES EL DESTINATARIO SEÑALADO. SI HA RECIBIDO ESTE MENSAJE POR ERROR, LE ROGAMOS QUE LO DEVUELVA A LA DIRECCIÓN DE REMITENTE ARRIBA MENCIONADA Y BORRE EL MENSAJE.

De: Jonathan Perez

Enviado: miércoles, 10 de noviembre de 2021 18:36

Para: Jusan Kalaf Guzmán <jkalaf@sns.gob.do>; Daniel Czarlinski Pluyer <dczarlinski@sns.gob.do>

Cc: Jesús Alexander Ramírez Salazar <jaramirez@sns.gob.do>; Amin Van Troing Feliz Rosario <avfeliz@sns.gob.do>; Franklin Robert White <fwhite@sns.gob.do>

Asunto: Descripción técnica para adquisición de las películas para impresión de los mamógrafos de las unidades móviles

Buenas tardes Ing. Kalaf le anexo los data sheets de las dos diferentes especificaciones de películas que se requieren para la impresión de las mamografías que se realizan en las unidades móviles de prevención y detección de cáncer de mama, cada marca de impresora requiere la película que corresponda a su marca, ya que a parte de la descripción técnica de la película el fabricante configura la impresora con un lector de radiofrecuencia para detectar la presencia en sus bandejas de las películas correspondientes a su marca específica y el código está incorporado en cada caja de película nueva, en las cajas hay una en particular que

contiene un código de radiofrecuencia que le indica la impresora dos cosas: primero que es la película introducida en la bandeja corresponde a su marca y segundo que es una caja de película nueva, por lo que se hace imposible que se pueda utilizar una marca de película de otra marca, de hacerse el equipo siempre presenta un error y no permite ejecutar la impresión del estudio realizado, esto hace que la adquisición de estos insumos sea de forma exclusiva con las casas comerciales que representan las diferentes marcas.

Nota: Indicamos que 2 (dos) de los modelos que poseemos en las unidades utilizan el modelo de película **CRYSTAL FILM m** que representa la empresa Seminsa.

Solo 1(uno) utiliza el modelo **DRYSTAR DT2** que representa la empresa **UNIQUE** representaciones

Esperando sea de utilidad la información suministrada, se despide,

Jonathan Pérez

*Unidad de Electromedicina,
Departamento de Mantenimiento,
Infraestructura y Equipos, SNS*



Jonathan A. Pérez

+1 809.221.3637

+ 1 829.410.8710

jperez@sns.gob.do

Av. Leopoldo Navarro esq. César Nicolás Penson
Gascue, Santo Domingo, R.D.

www.sns.gob.do



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. AVISO IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE CORREO ELECTRÓNICO ES CONFIDENCIAL, SIENDO PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DESTINATARIO ARRIBA MENCIONADO. LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDOS DESDE EMPLEADOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD PUEDEN CONTENER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PROTEGIDA POR LA LEY. LE ROGAMOS QUE NO LEA, COPIE, REENVÍE O GUARDE ESTE MENSAJE SI NO ES EL DESTINATARIO SEÑALADO. SI HA RECIBIDO ESTE MENSAJE POR ERROR, LE ROGAMOS QUE LO DEVUELVA A LA DIRECCIÓN DE REMITENTE ARRIBA MENCIONADA Y BORRE EL MENSAJE.